


Поликлональное Антитело К Ciap1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13490

Артикул: CM0017475



введение

Кроличье поликлональное антитело для выявления cIAP1 (BIRC2) человека, мыши и крысы. Валидировано для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Нацелено на E3-убиквитинлигазу, регулирующую апоптоз и передачу сигналов NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к cIAP1
Примечания/синонимы	API1, MINB, NIP2, RNF48, cIAP1, Nip-2, c-IAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	329
GeneID	329
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 331-420 человеческого cIAP1 (NP_001157.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13490
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом