

Антитело Кролика Поликлональное Против Ciar2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13489

Артикул: CM0017133



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого cIAP2 (BIRC3, API2), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований апоптоза, сигнального пути NF-κB и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	cIAP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AIP1; API2; MHC; CIAP2; HAIP1; HIAP1; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	330
ID гена	330
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-130 человеческого cIAP2 (NP_001156.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13489
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом