


Поликлональные Антитела Против Ciapin1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мкц - Q6Fi81

Артикул: CM0029187



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CIAPIN1 для Вестерн-блоттинга, ИФ/МКЦ, ИП, ИФА. Распознают человеческий и мышиный CIAPIN1, белок сборки кластера Fe-S, участвующий в биогенезе цитозольных железо-серных кластеров и регуляции апоптоза. Оптимальны для исследований в области клеточной смерти и метаболизма железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб против CIAPIN1
Примечания/Псевдонимы	DRE2; CIAE2; PRO0915; Анаморсин; CIAPIN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57019
GeneID	57019
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-312 человеческого CIAPIN1 (NP_064709.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6Fi81
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете