


Поликлональные Антитела Против Cib1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q99828

Артикул: CM0028384



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CIB1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для изучения клеточной адгезии, сигнальных путей интегринов и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	CIB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CIB; CIBP; KIP1; PRKDCIP; SIP2-28; CIB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10519
GeneID	10519
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-191 человеческого CIB1 (NP_006375.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99828
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом