

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Cic (Carcia) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Rk0

Артикул: CM0013996



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого CIC (гомолог carcia), подходят для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагируют с продуктом гена мыши. Полезны для исследований развития центральной нервной системы и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CIC Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	MRD45; CIC
Вид	Человек
ID гена (человек)	23152
ID гена	23152
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1379-1608 человеческого CIC (NP_055940.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96RK0
Молекулярная масса белка	164 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом