


Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Cidea Для Wb, Ihc-P, Elisa - O60543

Артикул: CM0025371



введение

Поликлональные кроличьи антитела Anti-CIDEA, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными белками. Направлены на CIDEA, участвующего в слиянии липидных капель и апоптозе. Идеально подходят для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CIDEA Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CIDE-A; CIDEA
Вид	Человек
ID гена (человек)	1149
ID гена	1149
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-219 человеческого CIDEA (NP_001270.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60543
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет