


Поликлональное Антитело Кролика Против Cideb Для Wb, Elisa — Q9Uhd4

Артикул: CM0021272



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CIDEB, валидированное для WB и ELISA. CIDEB — липидтрансфераза, участвующая в слиянии липидных капель, созревании VLDL и проникновении HCV. Подходит для исследований заболеваний печени и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CIDEB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CIDEB; активатор клеточной гибели CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
Вид	Человек
GeneID (человек)	27141
GeneID	27141
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UHD4
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом