

Поликлональное Антитело К Кингул $\square$ У (Anti-Cingulin) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9P2M7

Артикул: CM0021864

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на кингуллин человека (CGN). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований биологии плотных контактов и эпителиального барьера. Перекрёстно реагирует с белком человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CGN
Примечания/синоним	CGN; кингуллин
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57530
Идентификатор гена	57530
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 904–1203 человеческого CGN (NP_065821.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9P2M7
Молекулярная масса белка	137 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом