

Поликлональное Антитело Anti-Clnp (Cyclin-Dependent Kinase 2-Interacting Protein) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bw66

Артикул: CM0020405



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Clnp, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует Clnp человека и крысы. Подходит для исследований репликации ДНК, клеточного цикла и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Clnp Кроличье pAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51550
GeneID	51550
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-212 человеческого Clnp (NP_116019.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BW66
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	В пакете со льдом