


Кроличья Моноклональная Антитела Против CIP4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q15642

Артикул: CM0002118



введение

Кроличья моноклональная антитела против CIP4, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком 4, взаимодействующим с Cdc42, человека и мыши, который участвует в эндоцитозе и инсулиновой сигнализации. Подходит для исследований цитоскелета и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CIP4 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Алиасы	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; CIP4
Вид	Человек
GeneID	9322
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CIP4 (Q15642).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15642
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет