


Моноклональное Антитело Против Cirbp Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф-Р, Игх-Р, Ифа - Q14011

Артикул: CM0003635



введение

Кроличье моноклональное антитело к CIRBP, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагирует с человеческим CIRBP, холод-индуцибельным RNK1-связывающим белком, участвующим в стрессовом ответе и выживании клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CIRBP
Примечания/Альтернативные названия	CIRP; CIRBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	1153
GeneID	1153
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 человеческого CIRBP (Q14011)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14011
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом