


## Кроличьи Поликлональные Антитела К Cirbp/Cirp Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14011

Артикул: CM0028951



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку CIRBP (CIRP) человека, валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реактивность с образцами мыши и крысы. Целевая молекулярная масса 19 кДа; участвует в ответе на холодовой стресс и связывании РНК. Для исследовательских целей при изучении генотоксического стресса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CIRBP кроличьи поликлональные антитела (pAb)                                                                                 |
| Примечания/Синонимы       | CIRP; CIRBP                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| ID гена (человек)         | 1153                                                                                                                         |
| ID гена                   | 1153                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 CIRBP человека (NP_001271.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                         |
| SWISS                     | Q14011                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 19 кДа                                                                                                                       |
| Транспортировка           | Ледяной пакет                                                                                                                |