


## Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Cirh1A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - Q969X6

Артикул: CM0030082



### введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-CIRH1A, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белкам. Нацелены на UTP4, фактор биогенеза рибосом, участвующий в процессинге 18S рРНК. Идеальны для исследования ядрышка и изучения транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CIRH1A Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Алиасы         | NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 84916                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 497-686 человеческого CIRH1A (NP_116219.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                        |
| SWISS                     | Q969X6                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 77 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                    |