


Анти-Cisd1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nz45

Артикул: CM0018434



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого Cisd1 (mitoNEET), подходящие для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения переноса кластеров железо-серы в митохондриях, редокс-сенсинга и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CISD1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	ZCD1; MDS029; C10orf70; mitoNEET; CISD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55847
GeneID	55847
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-108 человеческого CISD1 (NP_060934.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZ45
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом