

Поликлональные Антитела К Cisd2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Артикул: CM0027393



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CISD2, валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Мишенью является CDGSH-железосерный домен-содержащий белок 2, ключевой регулятор аутофагии и белок, связанный с продолжительностью жизни.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CISD2
Примечания/Синонимы	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	493856
GeneID	493856
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-135 CISD2 человека (NP_001008389.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N5K1
Молекулярная масса белка	15 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом