


Поликлональное Антитело Anti-Cisd2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8N5K1

Артикул: CM0017416



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Cisd2 (ERIS/Miner1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований аутофагии и стресса эндоплазматического ретикула (ЭР).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CISD2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	493856
Идентификатор гена	493856
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-135 человеческого CISD2 (NP_001008389.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N5K1
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом