

Поликлональное Антитело Против Cish Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — Q9Nse2

Артикул: CM0017761

введение

Поликлональное кроличье антитело против CISH, валидированное для ВБ, ИФ/ИХК, ИФА. Распознает CISH человека, мыши и крысы (CIS-1, SOCS), участвующий в сигнальном пути JAK-STAT5. Получено из кролика, иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходит для исследований регуляции цитокинов и передачи сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CISH Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Вид	Человек
ID гена (человек)	1154
ID гена	1154
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот от 17 до 130 человеческого CISH (NP_659508.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NSE2
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Айс-пак