

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cish Для Wb, Ip, Elisa — Q9Nse2

Артикул: CM0010582

введение

Кроличья моноклональная антитела против CISH, валидированная для WB, IP, ELISA на образцах человека. Обнаруживает белок размером ~29 кДа, содержащий SH2-домен и индуцируемый цитокинами — ключевой регулятор сигнального пути JAK-STAT5. Идеально подходит для исследований трансдукции сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CISH Rabbit mAb
Примечания/алиасы	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1154
GeneID	1154
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1–170 человеческого CISH (NP_659508.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NSE2
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	С ледяными аккумуляторами