

Моноклональное Антитело К Цитрат-Синтазе Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O75390

Артикул: CM0007155



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой цитрат-синтазы. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Валидировано для применений: Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Идеально для исследований митохондриального метаболизма и цикла трикарбоновых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к цитрат-синтазе
Примечания/Альтернативные названия	CS; цитрат-синтаза; Citrate synthetase
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1431
ID гена	1431
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-145 человеческой цитрат-синтазы (NP_004068.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75390
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом