


Анти-Ск14 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If, Elisa - P02533

Артикул: CM0023593



введение

Поликлональные антитела кролика СК14 валидированы для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA, с реактивностью к СК14 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований в области биологии эпителиальных тканей и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	СК14 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; кератин 14
Вид	Человек
GeneID	3861
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 372-472 СК14 человека (NP_000517.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02533
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом