

Поликлональное Антитело К Скар4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q07065

Артикул: CM0025729

введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) к СКАР4, валидировано для применений WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий, мышинный, крысиный СКАР4 — мембранный белок эндоплазматического ретикулума массой 66 кДа (SWISS Q07065). Идеально для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb к СКАР4
Примечания/Альтернативные названия	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; СКАР4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10970
ID гена	10970
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-400 человеческого СКАР4 (NP_006816.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07065
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	В пакете со льдом