

Кроличья Поликлональная Антитело Против Скар5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Ифа - Q14008

Артикул: CM0024828



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого СКАР5 (ch-TOG), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для изучения динамики микротрубочек, организации митотического веретена и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против СКАР5
Примечания/Альтернативные названия	TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, СКАР5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9793
GeneID	9793
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1763-2032 человеческого СКАР5 (NP_001008938.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14008
Молекулярная масса белка	225 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом