

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sklf Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ubr5

Артикул: CM0024584

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SKLF, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяют SKLF человека, мыши, крысы. Мишень представляет собой фактор, подобный хемокинам, участвующий в воспалении, хемотаксисе и регенерации скелетных мышц. Идеально подходит для иммунологических исследований и исследований в области развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SKLF Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
Вид организма	Человек
GeneID	51192
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-67 человеческого CKLF (NP_057410.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBR5
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия отгрузки	В сумке со льдом