

Анти-Сkm/Ckb Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06732

Артикул: CM0010618



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого СКМ/СКВ, валидированный для WB, IF-P, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	СКМ/СКВ кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	СКММ; М-СК; СРК-М
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1158
ID гена	1158
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3-381 человеческого СКМ/СКВ (NP_001815.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06732
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Ледяной пакет