


Кроличья Поликлональная Антитела Против Skmt1A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P12532

Артикул: CM0027190



введение

Кроличьи поликлональные антитела СКМТ1А, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с белками человека, мыши, крысы. Нацелены на митохондриальную креатинкиназу U-типа, ключевой фермент энергетического метаболизма, подходят для исследований митохондриальной функции и клеточного энергетического гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против СКМТ1А
Примечания/Альтернативные названия	СКМТ1; U-MtCK; mia-CK; СКМТ1А
Вид	Человек
GeneID (Человек)	548596
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 258-417 белка СКМТ1А человека (NP_001015001.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12532
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом