


Кроличыи Поликлональные Антитела К Skmt1B Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12532

Артикул: CM0026283



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SKMT1B (митохондриальная креатинкиназа U-типа). Валидированы для WB, IF/ICC, IP, ELISA в образцах человека, мыши и крысы. 47 кДа. Идеально подходят для исследования энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SKMT1B кроличыи pAb
Примечания/Алиасы	SKMT; SKMT1; UMTCK; SKMT1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	1159
GeneID	1159
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-85 человеческого SKMT1B (NP_066270.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12532
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С ледяным пакетом