


Анти-Skmt2 Поликлональные Кроличы Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17540

Артикул: CM0023995



введение

Анти-СКМТ2 поликлональные кроличы антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Нацелены на митохондриальную креатинкиназу S-типа, необходимую для исследований энергетического метаболизма в сердечной и скелетных мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	СКМТ2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SMTC; CKMT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1160
GeneID	1160
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-230 человеческого СКМТ2 (NP_001816.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17540
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом