


Поликлональное Антитело Anti-Ckmt2 (Smtck) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P17540

Артикул: CM0025542



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок CKMT2 (SMTCK), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет белок человека, мыши и крысы. Используется для исследований энергетического метаболизма и митохондрий в сердечной и скелетной мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CKMT2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMTCK; CKMT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1160
GeneID	1160
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-230 человеческого белка CKMT2 (NP_001816.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17540
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом