


Поликлональные Антитела К Clasp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q7Z460

Артикул: CM0026031



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CLASP1. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой. Мишень представляет собой белок, отслеживающий плюс-конец микротрубочек, участвующий в миграции клеток и митозе. Идеально подходит для исследований в области клеточной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLASP1 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	MAST1; CLASP1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	23332
ID гена	23332
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1389-1538 человеческого CLASP1 (NP_056097.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z460
Молекулярная масса белка	169 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом