

Моноклональное Антитело Против Тяжелой Цепи Клатрина Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00610

Артикул: CM0009909



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против тяжелой цепи клатрина человека (CLTC, Q00610). Валидировано для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения покрытых ямок и везикулярного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тяжелая цепь клатрина, кроличье мАт
Примечания / Псевдоним	HC; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1213
ID гена	1213
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 1571-1670 тяжелой цепи клатрина человека (NP_004850.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00610
Молекулярный вес белка	187 кДа
Доставка	Сумка со льдом