

Поликлональные Антитела Против Тяжелой Цепи Клатрина Для Вб И Ифа — Q00610

Артикул: CM0029449



введение

Поликлональные антитела кролика против тяжелой цепи клатрина, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают белок человека, мыши и крысы. Иммуноген: синтетический пептид из аминокислот 1550–1650. Идеально подходят для исследования покрытых ямок, эндоцитоза, аутофагии и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против тяжелой цепи клатрина
Примечания/Альасы	HC; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
Вид	Человек
ID гена (человек)	1213
ID гена	1213
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1550–1650 тяжелой цепи клатрина человека (NP_004850.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q00610
Молекулярная масса белка	192 кДа
Доставка	Холодовый пакет