

Кроличье Моноклональное Антитело Против Тяжелой Цепи Клатрина Для Wb, Ihc, If, Ip, Elisa — Q00610 / P53675

Артикул: CM0010001



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против тяжелой цепи клатрина человека (CLTC/CLTCL1; Q00610/P53675). Валидировано для WB, IHC, IF, IP, ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эндоцитоза, митоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тяжелой цепи клатрина
Примечания/алиасы	HC; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
Вид	Человек
ID гена (человек)	1213/8218
ID гена	1213/8218
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 тяжелой цепи клатрина человека (Q00610).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00610/P53675
Молекулярная масса белка	191 кДа
Доставка	Холодильный пакет