

Кроличье Поликлональное Антитело Против Тяжелой Цепи Клатрина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q00610

Артикул: CM0014975



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой тяжелой цепи клатрина (CLTC), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований эндоцитоза, митоза и аутофагии. - Q00610

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против тяжелой цепи клатрина
Примечания/Альтернативные названия	HC; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Тяжелая цепь клатрина
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1213
GeneID	1213
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1451-1675 тяжелой цепи клатрина человека (NP_004850.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00610
Молекулярная масса белка	192 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом