

Поликлональные Антитела Против Claudin 1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95832

Артикул: CM0020466

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого Claudin 1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения биологии плотных контактов, барьерной функции и механизмов проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Claudin 1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CLD1; SEMP1; ILVASC; Claudin 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9076
GeneID	9076
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 137-211 человеческого Claudin 1 (NP_066924.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95832
Молекулярный вес белка	23 кДа
Доставка	В ледяном пакете