

Кроличье Моноклональное Антитело Против Клаудина 1 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Иммунофлюоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - O95832

Артикул: CM0007382

введение

Валидированное (KD) кроличье моноклональное антитело против клаудина 1 для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Определяет CLDN1 человека, мыши, крысы. Белок плотных контактов, необходим для эпителиального барьера и проникновения вирусов. Идеально для исследований эпителиальной биологии и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[KD Validated] Кроличье mAb против клаудина 1
Примечания/Альтернативные названия	CLD1; SEMP1; ILVASC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9076
ID гена	9076
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95832
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом