

Кроличье Моноклональное Антитело Против Клаудина-3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - O15551

Артикул: CM0006785

введение

Кроличье моноклональное антитело к клаудину-3 детектирует человеческий клаудин-3 (UniProt O15551) с применением в вестерн-блоттинге, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Необходимо для исследований плотных контактов и клеточных соединений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к клаудину-3
Примечания/Альтернативные названия	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; Клаудин-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1365
GeneID	1365
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 121-220 человеческого клаудина-3 (NP_001297.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15551
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	В пакете со льдом