

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Claudin-3 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O15551

Артикул: CM0026475

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Claudin-3 (CLDN3). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований плотных контактов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CLDN3 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID                    | 1365                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 141-220 человеческого CLDN3 (NP_001297.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | O15551                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 23кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                     |