

Моноклональное Антитело Против Claudin 5 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - 000501

Артикул: CM0011182

введение

Кроличье мАб против Claudin 5, валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально подходит для исследований плотных контактов и изучения клеточных соединений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против Claudin 5
Примечания/Псевдоним	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7122
GeneID	7122
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 119-218 человеческого Claudin 5 (NP_001349995.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000501
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом