

Поликлональные Антитела Против Claudin 6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P56747

Артикул: CM0021016

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Claudin 6 (CLDN6), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезны для изучения плотных контактов и проникновения вируса гепатита С (HCV) в клетки печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Claudin 6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CLDN6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9074
ID гена	9074
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 121-220 человеческого Claudin 6 (NP_067018.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56747
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент