

Кроличья Моноклональная Антитела Против Клаудина 6 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P56747

Артикул: CM0006448

введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий Клаудин 6. Подходит для WB, IHC-P, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Необходима для исследования плотных контактов и проникновения ВГС.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	Клаудин 6, кроличья МАТ
Примечания/алиасы	Скуллин
Вид	Человек
GeneID (человек)	9074
GeneID	9074
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 119-219 человеческого Клаудина 6 (NP_067018.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P56747
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовая упаковка