

Моноклональное Антитело Abflo 647 Против Клаудину 18.2 Для Проточной Цитометрии - P56856-2

Артикул: CM0009760

введение

Высококачественное конъюгированное с ABflo 647 кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Клаудина 18.2 (изоформа A2). Валидировано для проточной цитометрии, распознает белок плотных контактов массой 27 кДа, экспрессируемый в слизистой оболочке желудка. Идеально подходит для исследований желудочного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому Claudin18.2, моноклональное
Примечания/Альяс	SFTA5
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	51208
ID гена	51208
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-261 человеческого Claudin18.2 (NP_001002026.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56856-2
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	С хладагента