

Кроличье Моноклональное Антитело Против Claudin18.2 Для If-P, Ihc-P, Elisa - P56856-2

Артикул: CM0011266

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Claudin18.2, валидированное для IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований плотных контактов и барьерной функции желудка. SWISS: P56856-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Claudin18.2 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	SFTA5; SFTPJ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51208
GeneID	51208
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56856-2
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент