


Поликлональные Антитела Против Clca1 Для Wb, If-P, Elisa — A8K7I4

Артикул: CM0012875



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против CLCA1 (регулятор хлоридных каналов, активируемых кальцием 1). Валидированы для WB, IF-P, ELISA; перекрестно реагируют с CLCA1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований гиперсекреции слизи, воспаления и ионного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CLCA1
Примечания/алиасы	CACC, GOB5, CACC1, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1179
GeneID	1179
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 22-150 CLCA1 человека (NP_001276.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	A8K7I4
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Сумка-холодильник