

Поликлональное Антитело Против Clcc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96S66

Артикул: CM0021540

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CLCC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Нацелено на хлоридный канал эндоплазматического ретикулума, важный для кальциевого гомеостаза и выживаемости нейронов. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований стресса ЭПР и сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLCC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MCLC; RP32; CLCC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23155
GeneID	23155
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 302-501 человеческого CLCC1 (NP_055942.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96S66
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом