


Кроличье Моноклональное Антитело Против Clcn1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35523

Артикул: CM0003483



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CLCN1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на белок 1 хлорного канала человека, потенциалзависимый ионный канал, критически важный для возбудимости скелетных мышц и поддержания потенциала покоя мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАБ против CLCN1
Примечания/Псевдоним	CLC1; CLCN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1180
GeneID	1180
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 889-988 человеческого CLCN1 (NP_000074.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35523
Молекулярный вес белка	109кДа
Доставка	Сумка со льдом