


Кроличья Поликлональная Антитело Против Clcn2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51788

Артикул: CM0030369



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CLCN2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектируют хлоридный каналный белок 2 человека и мыши. Идеальны для исследований в нейронауках, ионных каналов и надпочечников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против CLCN2
Примечания/Альтернативные названия	CLC2; ECA2; ECA3; EGI3; EGMA; EJM6; EJM8; FHA2; FHII; CIC-2; EGI11; HALD2; LKPAT; cIC-2; CLCN2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1181
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-770 человеческого CLCN2 (NP_001164560.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51788
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом