


Кроличья Поликлональная Антитела Против Clcnka Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P51800

Артикул: CM0028531



введение

Кроличьи поликлональные антитела CLCNKA, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Нацелены на хлоридный канал ClC-Ka, участвующий в слухе и функции почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CLCNKA
Примечания/Альтернативные названия	CLCK1; ClC-K1; hClC-Ka; CLCNKA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1187
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 470-644 белка CLCNKA человека (NP_001244068.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51800
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом