

Поликлональное Антитело К Антигену Cldn10 Кролика Для Wb, Elisa — P78369

Артикул: CM0027357

введение

Поликлональное антитело к антигену CLDN10 кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к крысиному белку. Нацелено на человеческий клаудин-10 — белок плотных контактов, регулирующий паравеллюлярную проницаемость для ионов. Подходит для исследований почек и эпителиальных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLDN10 кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
Вид	Человек
ID гена (человек)	9071
ID гена	9071
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого CLDN10 (NP_008915.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P78369
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С холодильным элементом