

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cldn11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75508

Артикул: CM0029507

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CLDN11, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает человеческий и мышинный клаудин-11, белок плотных контактов, участвующий в клеточной адгезии и развитии лейкодиistroфии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLDN11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5010
GeneID	5010
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-207 человеческого CLDN11 (NP_005593.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75508
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом