

Поликлональное Антитело Против Cldn17 Для Вб, Игг-П, Ифа — P56750

Артикул: CM0013221

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому клаудину-17 (CLDN17) для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований плотных контактов и транспорта анионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CLDN17
Примечания/Альтернативное название	CLDN17
Реагирует с	Человек
ID гена (человек)	26285
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области от аминокислоты 100 до C-конца человеческого CLDN17 (NP_036263.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P56750
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник